

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ■ Postfach 92 03 44 ■ 51153 Köln

B - I - S e.K.

Herr Müller

Blautalstraße 33

89134 Blaustein

Köln, den 26.06.2017

Tel.: +49/2203/2980-581

Fax: +49/2203/2980-4581

E-Mail: rommelfanger@fahl.de

Anwendung des Inhalationsgeräts HUMIDONEB® Nebulizer

Sehr geehrter Herr Müller,

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unserem Inhalationsgerät HUMIDONEB® Nebulizer.

Das Produkt kann in den folgenden Kombinationen verwendet werden:

- a. in Verbindung mit einer dauerhaften Sauerstoffzufuhr
- b. in Verbindung mit einem Beatmungsgerät mit / ohne Sauerstoffzufuhr

In der Gebrauchsanweisung wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen oder entflammabaren Anästhesie-Gasen verwendet werden darf.

Dieser Hinweis ist für die Verwendung einer Sauerstoffzufuhr relevant, da Sauerstoff zwar selbst nicht brennt, allerdings bei Vorhandensein eines brennbaren Stoffs und einer Zündquelle einen Brand unterstützt und beschleunigt. Bei steigender Sauerstoffkonzentration erhöht sich die potentielle Brandgefahr. Aus diesem Grund müssen die verwendeten Anästhesie-Gase sowie die Umgebung des Geräts auf ihre brennbaren Eigenschaften hin geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH



i. A. Martina Rommelfanger

Qualitätsmanagement

IK-590530557 Postanschrift: Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Kto.-Nr. 8 392 433
USt-IdNr.: Postfach 92 03 44 IBAN: DE 45 370501980008392433
DE176189907 51153 Köln SWIFT-BIC: COLSDE33

Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB 27160
Geschäftsführer: Andreas Fahl



Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln. Es gelten die AGB.